


WIELOFUNKCYJNY NATRYSK RATUNKOWY

FAID0010 | 2030019212

GRUPA ARTYKUŁÓW : **FAID0010** | RODZINA PRODUKTÓW : **Natryski do ciała** | GRUPA PRODUKTÓW : **Natryski ratunkowe**



Wielofunkcyjny natrysk ratunkowy do ciała i oczu do montażu natynkowego. Doprowadzenie wody z sufitu. Natrysk do ciała może być używany niezależnie od oczomyjki. Uruchamianie natrysku do ciała przy pomocy zakończonych uchwytem cięgła. Uruchamianie oczomyjki przez naciśnięcie białego przycisku zwalniającego. Oba natryski posiadają zabezpieczenie przed samoczynnym wyłączeniem wody. Aby wyłączyć dopływ wody w natrysku do ciała należy przesunąć cięgło do góry, a w oczomyjce nacisnąć czerwony przycisk „stop”. Oczomyjka o kącie pochylenia 20° wyposażona jest w uchwyt umożliwiający dokładne ustawienie położenia oczomyjki, wąż spiralny do użytkowania stacjonarnego lub ruchomego, zintegrowany reduktor ciśnienia wody zapewniający stałą wysokość strumienia, zawór zwrotny, filtr sitkowy oraz chroniące przed zabrudzeniem wieczko z instrukcją obsługi. Powierzchnia natrysku do ciała pokryta jest warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 6032), natomiast korpus oczomyjki z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym z białym przyciskiem zwalniającym. Urządzenie spełnia warunki EN 15154–1 oraz –2. W komplecie piktogramy "natrysk ratunkowy" oraz "urządzenie do przemywania oczu" na folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 3864–1). Natężenie przepływu wody natrysku: ok. 65 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bara, ok. 110 l/min przy ciśnieniu roboczym 3 bara, natężenie przepływu wody oczomyjki: ok. 9 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bara, podłączenie wody G 3/4.

DANE TECHNICZNE

kolor	zielony
ociekacz	nie
długość wylewki	588,00 mm
rodzaj połączenia	połączenie rurowe
waga brutto	8,70 kg
waga netto	6,30 kg
natężenie przepływu przy ciśnieniu 1 bar	1,08 litrów na sek.
natężenie przepływu przy ciśnieniu 3 bar	1,83 litrów na sek.